

# 通気性試験機 操作方法

## 測定条件の確認(JIS L 1096 A法 フラジール形法)

- ・測定ヘッド(A) 38cm<sup>2</sup>
- ・測定圧力(B) 125Pa
- ・測定単位(C) cm<sup>3</sup>/cm<sup>2</sup>/s

## 測定

- ①電源スイッチ(D) ON
- ②測定ヘッドに試料を置かずに、且つバキュームポンプが停止した状態でリセットスイッチ(E)を押し、同スイッチランプの消灯を確認。
- ③サンプルを無緊張状態で測定ヘッドの上に置く。  
(コーティング布の場合は、コーティング面が下に来るように置く)
- ④クランプレバー(F)を押し下げて、測定を開始。
- ⑤レンジスイッチ(G)で測定レンジ(1~8)を選び、測定表示ランプ(H)が緑色か黄色エリアで安定するようにする。
- ⑥数秒後、デジタル表示(I)の明るさが増え、安定したら表示値を読み取る。
- ⑦クランプレバーを再度押して、測定完了。
- ⑧所定の測定を行い、終了。電源スイッチ OFF

